

Capnomètre Mainstream EMMA™

Capnométrie immédiate au bout des doigts



Taille réelle

- > **Petit capnomètre portable**, l'EMMA ne requiert virtuellement aucun délai de chauffage, avec une précision totale en 15 secondes pour mesurer le dioxyde de carbone en fin d'expiration (EtCO₂) et la fréquence respiratoire
- > **De par son design léger et compact, il se loge facilement dans la paume de la main** pour une mobilité et une commodité inégalées
- > **Utilisé pour la surveillance à court terme de l'EtCO₂ chez les patients adultes, les enfants et les bébés**
- > **Utilisation flexible dans plusieurs zones de soins**, dont les zones pré-hospitalières, la médecine d'urgence, les salles d'opération, l'unité de soins intensifs et les soins de long séjour
- > **Assiste les cliniciens dans l'évaluation de l'efficacité de la RCP et le guidage de la ventilation**, en leur permettant de procéder à des ajustements en cours de traitement, d'une respiration à l'autre
- > **Conception solide et étanche** pour une utilisation fiable dans les environnements exigeants
- > **Facile à entretenir** – aucun étalonnage régulier n'est requis

FONCTIONS

- > **Interface simple, facile à utiliser**
pour une configuration rapide et une programmation à touche unique
- > **Système d'alarme sonore et visuelle**
pour : pas de respiration détectée, adaptateur absent, contrôler l'adaptateur, et alarmes haute et basse réglables de l'EtCO₂
- > **Grande autonomie**—jusqu'à 12 heures d'utilisation normale avec deux piles lithium AAA standard

Accès direct aux limites d'alarme

Accès direct aux limites d'alarme et indicateur de statut de l'alarme visuelle, suspension des alarmes actives pendant deux minutes

Graphique à barres

L'afficheur de niveau à barres bien visible fournit en continu les indications sur la concentration de dioxyde de carbone en fin d'expiration, l'activité respiratoire ou le statut de l'alarme

Bouton Marche/Arrêt

Opérationnel et à pleine précision en 15 secondes



EtCO₂

La valeur quantitative de l'EtCO₂ est mise à jour à chaque respiration

FR

La fréquence respiratoire est affichée au bout de deux respirations, puis mise à jour à chaque respiration

Adaptateur pour voies aériennes

Disponible en tailles adulte/enfant bébé

PERFORMANCES

PLAGES	CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
CO ₂ 0 – 99 mmHg 0 à 9,9 kPa	Température de fonctionnement -5 °C à 50 °C (23 °F à 122 °F)
FR 3 – 150 bpm	Pression atmosphérique de fonctionnement 70 à 120 kPa
PRÉCISION (CONDITIONS STANDARD)	Humidité de fonctionnement 10 % – 95 %, sans condensation
CO ₂ 0 – 40 mmHg ±2 mmHg; 41 – 99 mmHg 6% de la mesure	Température de stockage -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)
0 – 5,3 kPa ±0,3 kPa; 5,4 – 9,9 kPa 6% de la mesure	Pression atmosphérique de stockage 50 à 120 kPa
FR ±1 bpm	CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
PILES	Dimensions 5,2 cm x 3,9 cm x 3,9 cm (2,1" x 1,5" x 1,5")
Type 2 (deux) piles alcalines ou lithium de type AAA	Poids 59,53 g (avec des piles alcalines)
Autonomie 8 heures (alcaline)	INFORMATIONS RELATIVES À L'ADAPTATEUR
12 heures (lithium)	Espace libre adulte/enfant 6 ml
	Espace libre bébé 1 ml

KIT



> Kit EMMA*

EMMA (mmHg) Réf. 9632
EMMA (kPa) Réf. 9633

ACCESSOIRES



> Adaptateur pour voies aériennes EMMA

Adulte/enfant
Boîte de 25
Réf. 17448



> Adaptateur pour voies aériennes EMMA

Bébé
Boîte de 10
Réf. 17449

*Pour que le kit EMMA fournisse des mesures, l'un des adaptateurs pour voies aériennes répertoriés ci-contre est requis. Le kit contient l'EMMA, une pochette et un cordon.

Pour un usage professionnel. Voir le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, dont des indications, contre-indications, avertissements, précautions et événements indésirables.